

Anti-Ng2/Cspg4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Uvk1

품목 번호: CM0007015



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-NG2/CSPG4 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 이동, 흑색종 침윤 및 혈관생성에 중요한 역할을 하는 인간 콘드로이틴 황산 프로테오글리칸 4(251kDa)를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NG2/CSPG4 Rabbit mAb
비고/별칭	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1464
GeneID	1464
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 NG2/CSPG4의 아미노산 1340-1563에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질, NP_001888.2)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q6UVK1
단백질 분자량	251kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)