

Anti-Ng2/Cspg4 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa용) - Q6Uvk1

품목 번호: CM0007381



소개

사람 NG2/CSPG4를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA에 적합합니다. 세포 이동, 혈관 생성 및 흑색종 메커니즘 조사에 이상적이며, 사람 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NG2/CSPG4 Rabbit mAb
비고/별칭	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
종(Species)	사람(Human)
GeneID	1464
면역원(Immunogen)	사람 NG2 (NP_001888.2)의 아미노산 1583-2224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q6UVK1
단백질 분자량(Protein Weight)	251kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)