

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ng2/Cspg4 토끼 다클론 항체 - Q6Uvk1

품목 번호: CM0022404



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-NG2/CSPG4 토끼 다클론 항체입니다. 세포 이동, 혈관신생 및 흑색종 진행에 관여하는 주요 세포 표면 수용체인 인간 및 마우스 콘드로이틴 황산 프로테오글리칸 4를 검출합니다. 암 연구 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NG2/CSPG4 토끼 다클론 항체                                                 |
| 비고/별칭       | NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4       |
| 종           | 인간                                                                  |
| 유전자 ID (인간) | 1464                                                                |
| 유전자 ID      | 1464                                                                |
| 면역원         | 인간 NG2/CSPG4(NP_001888.2)의 아미노산 1950-2210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 항체 유래 동물    | 토끼                                                                  |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                             |
| SWISS       | Q6UVK1                                                              |
| 단백질 분자량     | 251kDa                                                              |
| 배송          | 아이스팩                                                                |