

Anti-Ng2/Cspg4 토끼 다클론 항체 [Ko 검증 완료], Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용가능 - Q6Uvk1

품목 번호: CM0027710



소개

인간 NG2/CSPG4(SWISS Q6UVK1)를 대상으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 이동, 혈관신생 및 흑색종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] NG2/CSPG4 토끼 pAb
비고/별칭	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
종	인간
GeneID (인간)	1464
GeneID	1464
면역원	인간 NG2/CSPG4(NP_001888.2)의 아미노산 1340-1563에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6UVK1
단백질 분자량	251kDa
배송 방식	아이스 팩