


Anti-Ngb (Neuroglobin) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Npg2

품목 번호: CM0028939



소개

인간 뉴로글로빈(NGB)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응성을 보입니다. 저산소증, 신경보호, 뇌 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NGB Rabbit pAb
비고/별칭	NGB
종	인간
유전자 ID (인간)	58157
유전자 ID	58157
면역원	인간 NGB (NP_067080.1)의 아미노산 1-151 내부 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NPG2
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백