


Wb, Elisa용 항-Ngdn 토끼 다클론 항체 - Q8Nej9

품목 번호: CM0014704



소개

NGDN 토끼 pAb는 WB와 ELISA에서 검증된 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 리보솜 생합성 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NGDN 토끼 pAb
비고/별칭	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
종	사람
유전자ID (사람)	25983
유전자ID	25983
면역원	재조합 단백질: 사람 NGDN (NP_001036100.1)의 아미노산 61-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8NEJ9
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩