


Wb, Elisa용 항Ngf 다클론 항체 - P01138

품목 번호: CM0017084



소개

인간 NGF(베타 신경 성장 인자)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 반응합니다. 신경 발달 및 신경병증 연구에 적합합니다. - P01138

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NGF 토끼 pAb
비고/별칭	NGFB; HSAN5; 베타-NGF; NGF
종	인간
GeneID (인간)	4803
GeneID	4803
면역원	인간 NGF(NP_002497.2)의 아미노산 19-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01138
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩