


Wb, Elisa용 항-NGf 다클론 항체 - P01138

품목 번호: CM0015794



소개

인간 베타 신경 성장 인자(NGF)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 신경생물학 및 성장 인자 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NGF 토끼 pAb
비고/별칭	NGFB; HSAN5; 베타-NGF; NGF
종	인간
유전자 ID (인간)	4803
유전자 ID	4803
면역원	재조합 단백질 (인간 NGF (NP_002497.2)의 아미노산 19-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P01138
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스 팩