

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ngfrap1 다클론 항체 - Q00994

품목 번호: CM0029030

소개

인간 및 마우스에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 NGFRAP1 토끼 pAb입니다. 아팍토시스에 관여하는 BEX3(p75NTR 연관 세포 사멸 실행자)를 표적으로 하며, 신경 세포 사멸 및 아연 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NGFRAP1 토끼 pAb
비고/별칭	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
종	인간
유전자 ID (인간)	27018
유전자 ID	27018
면역원	인간 NGFRAP1 (NP_996798.1)의 아미노산 1-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00994
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스백