


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ngly1 단일클론 항체 - Q96Iv0

품목 번호: CM0007437



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 NGLY1(펩타이드-N(4)-(N-아세틸-베타-글루코사미닐)아스파라긴 아미다제)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 검출됩니다. ERAD 및 당단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NGLY1 토끼 mAb
비고/별칭	CDDG; PNG1; CDGIV; PNG-1; PNGase; NGLY1
종	인간
GeneID (인간)	55768
GeneID	55768
면역원	인간 NGLY1(NP_060767.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96IV0
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩