


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ngly1 폴리클론항체 - Q96Iv0

품목 번호: CM0017164



소개

인간 NGLY1(N-글리카네이즈 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 소포체 관련 분해 및 당단백질 품질 관리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NGLY1 토끼 pAb
비고/별칭	CDDG; PNG1; CDGIV; PNG-1; PNGase; NGLY1
종	인간
GeneID (인간)	55768
면역원	인간 NGLY1 (NP_060767.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96IV0
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스백