

Anti-Ngr3 (Rtn4Rl1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc, If - Q86Un2

품목 번호: CM0002550

소개

사람 Ngr3 (RTN4RL1)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC, IF 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 축색 재생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NgR3 Rabbit mAb
비고/별칭	NgR3; NGRH2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	146760
유전자 ID	146760
면역원	합성 펩타이드 사람 NgR3 (Q86UN2)의 아미노산 342-441 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q86UN2
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)