


Wb 및 Elisa용 항-Nhej1 다클론 항체 - Q9H9Q4

품목 번호: CM0021931



소개

NHEJ를 통한 DNA 이중가닥 절단 복구에 필수적인 인간 NHEJ1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NHEJ1 토끼 pAb
비고/별칭	XLFI; NHEJ1
종	인간
유전자 ID (인간)	79840
유전자 ID	79840
면역원	재조합 단백질[인간 NHEJ1 (NP_079058.1)의 아미노산 1-299에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H9Q4
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩