

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Nhlh1 단클론 항체 - Q02575

품목 번호: CM0006459

소개

인간 NHLH1(HEN1, NSCL, bHLHa35)에 대한 토끼 단클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역침전 및 ELISA에 적합합니다. 세포 유형 결정 및 신경 발달 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NHLH1 토끼 mAb
비고/별칭	HEN1; NSCL; NSCLI; bHLHa35; NHLH1
종	인간
GeneID (인간)	4807
GeneID	4807
면역원	인간 NHLH1 (NP_005589.1)의 아미노산 1-60에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q02575
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백