

Wb, Ip, Elisa, Chip용 항-Nhlh1 단클론 항체 - Q02575

품목 번호: CM0006164

소개

WB, IP, ELISA, ChIP에서 검증된 토끼 단클론 항-NHLH1 항체입니다. 세포 분화에 관여하는 신경성 염기성 헬릭스-루프-헬릭스 전사인자인 인간 NHLH1(bHLHa35)을 표적으로 합니다. 발생 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NHLH1 토끼 mAb
비고/별칭	HEN1; NSCL; NSCLI; bHLHa35; NHLH1
종	인간
유전자ID (인간)	4807
유전자ID	4807
면역원	인간 NHLH1(NP_005589.1)의 아미노산 1-60에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간
SWISS	Q02575
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백