

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nhlrc1/Malin 단클론 항체 - Q6Vvb1

품목 번호: CM0008825

소개

인간 NHLRC1/Malin 단백질에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원, 예상 무게 42kDa입니다. 신경 퇴행성 및 간질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NHLRC1/Malin Rabbit mAb
비고/별칭	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	378884
유전자 ID	378884
면역원	인간 NHLRC1 (NP_940988.2)의 아미노산 79-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q6VVB1
단백질 무게	42kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)