

Wb, Elisa용 Anti-Nhp2 폴리클로날 항체 - Q9Nx24

품목 번호: CM0030241



소개

WB 및 ELISA 적용을 위한 NHP2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 리보솜 생합성 및 텔로미어 유지에 관여하는 사람 및 쥐 NHP2(H/ACA 리보핵단백질 복합체 서브유닛 2)를 검출합니다. 사람 및 쥐 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NHP2 토끼 pAb
비고/별칭	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
종	사람
GeneID (사람)	55651
GeneID	55651
면역원	사람 NHP2 (NP_060308.1)의 아미노산 1-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	Q9NX24
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백