

Wb, Elisa용 Anti-Nid1 Rabbit Polyclonal Antibody - P14543

품목 번호: CM0030254

소개

인간 샘플에서 Western blot (WB) 및 ELISA로 검증된 NID1 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb). 기저막 무결성 및 세포외 기질 연구에 필수적인 nidogen-1/entactin을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NID1 Rabbit pAb
비고/별칭	NID; NID1
종	인간
유전자 ID (인간)	4811
면역원	인간 NID1 (NP_002499.2)의 아미노산 110-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14543
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백