


Wb 및 Elisa용 Anti-Nifk 토끼 다클론 항체 - Q9Byg3

품목 번호: CM0016773



소개

인간 NIFK(Nopp34/MKI67IP)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 핵소체 단백질 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NIFK 토끼 pAb
비고/별칭	Nopp34, MKI67IP, NIFK
종	인간
GeneID(인간)	84365
GeneID	84365
면역원	인간 NIFK(NP_115766.3)의 아미노산 180-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BYG3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩