

Anti-Ninein (Nin/Sckl7) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4C6

품목 번호: CM0028844

소개

사람 Ninein (NIN/SCKL7)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 중심체 및 미세소관 연구에 이상적입니다. SWISS: Q8N4C6.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NIN Rabbit pAb
비고/별칭	SCKL7; NIN
종	사람 (Human)
GeneID	51199
면역원	사람 NIN (NP_891991.1)의 아미노산 1-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q8N4C6
단백질 분자량	243kDa
배송	아이스백 (Ice bag)