

## Wb, Elisa용 항-Ninj1 토끼 다클론 항체 - Q92982

품목 번호: CM0023781



### 소개

인간 Ninjurin-1(NINJ1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포자연사, 염증 및 신경 손상 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NINJ1 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭       | NINI; NINJURIN; NINJ1                                             |
| 종           | 인간                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 4814                                                              |
| 유전자 ID      | 4814                                                              |
| 면역원         | 합성 펩티드 인간 NINJ1(NP_004139.2)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | Q92982                                                            |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                             |
| 배송          | 아이스 팩                                                             |