

Wb 및 Elisa용 항-Ninl 토끼 다클론 항체 - Q9Y2I6

품목 번호: CM0028044

소개

인간 나인인 유사 단백질(NINL)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 세포골격 및 중심체 연구에 이상적입니다. - Q9Y2I6

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NINL 토끼 pAb
비고/별칭	NLP; NINL
종	인간
유전자 ID (인간)	22981
유전자 ID	22981
면역원	제조항 단백질; 인간 NINL (NP_079452.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y2I6
단백질 분자량	156kDa
배송 방식	아이스 팩