

Wb 및 Elisa용 Anti-Nip7 폴리클론항체 - Q9Y221

품목 번호: CM0031074



소개

NIP7 토끼 폴리클론항체(20kDa)는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스에 반응합니다. 핵소체 pre-rRNA 처리에 관여하는 60S 리보솜 생합성 단백질 NIP7 homolog를 표적합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NIP7 Rabbit pAb
비고/별칭	KD93; CGI-37; HSPC031; NIP7
종	인간
유전자 ID (인간)	51388
면역원	인간 NIP7 (NP_057185.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y221
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백