

Anti-Nipsnap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bpw8

품목 번호: CM0019458

소개

인간 NIPSNAP1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 반응. 미토파지 및 미토콘드리아 기능 장애 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NIPSNAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	NIPSNAP1
종	인간
GeneID (인간)	8508
GeneID	8508
면역원	인간 NIPSNAP1 (NP_003625.2)의 아미노산 70-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BPW8
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백