

Anti-Nkd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q969G9

품목 번호: CM0024187

소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 NKD1 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간 NKD1 단백질을 표적합니다. Wnt 신호 전달 경로 연구에 적합합니다. IVD 원료 소요에 맞춰 CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NKD1 Rabbit pAb
비고/별칭	Naked1; NKD1
종	인간
GeneID (Human)	85407
GeneID	85407
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q969G9
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백