

Wb 및 Elisa용 Anti-Nkx2-1 단일클론 항체 - P43699

품목 번호: CM0005316

소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-NKX2-1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. 갑상선 및 폐 발달에서 갑상선 전사 인자-1(TTF-1) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NKX2-1 Rabbit mAb
비고/별칭	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
종	인간
GeneID (인간)	7080
GeneID	7080
면역원	인간 NKX2-1 (NP_003308.1)의 아미노산 20-110을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43699
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백