

Ihc-P, Elisa용 Anti-Nkx2-1 토끼 단일클론항체 - P43699

품목 번호: CM0006658

소개

IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질 Anti-NKX2-1 토끼 단일클론항체로, 갑상선 및 폐 연구에 적합하며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. IVD 원료로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NKX2-1 토끼 단일클론항체
비고/별칭	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
종	인간
유전자 ID (인간)	7080
유전자 ID	7080
면역원	인간 NKX2-1 재조합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P43699
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩