

Anti-Nkx2-1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43699

품목 번호: CM0030339

소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 NKX2-1(TTF-1, P43699)에 대한 토끼 폴리클론항체를 제공합니다. 인간 및 랫드 NKX2-1을 인식하여 갑상선 및 폐 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NKX2-1 Rabbit pAb
비고/별칭	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCl; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
종	인간
GeneID (인간)	7080
GeneID	7080
면역원	인간 NKX2-1 (NP_003308.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P43699
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백