

Wb 및 Elisa용 Anti-Nkx2-2 폴리클로널 항체 - O95096

품목 번호: CM0030595

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 NKX2-2 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간(Human)과 반응합니다. 타겟은 췌장 베타 세포 발달 및 신경 가이던스에 관여하는 전사 활성화 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NKX2-2 Rabbit pAb
비고/별칭	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4821
GeneID	4821
면역원(Immunogen)	인간 NKX2-2 (NP_002500.1)의 아미노산 102-201 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O95096
단백질 분자량(Protein Weight)	30kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)