

Anti-Nkx2-5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P52952

품목 번호: CM0027513



소개

인간 NKX2-5(CSX)를 표적으로 하는 웨스턴블롯(WB) 및 ELISA용 토끼 폴리클론항체입니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 심장 및 비장 발달 연구와 선천성 심장병 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NKX2-5 Rabbit pAb
비고/별칭	CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLHS2; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5
종	인간
GeneID (Human)	1482
GeneID	1482
면역원	인간 NKX2-5 (NP_004378.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52952
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백