

Wb, Elisa용 항-Nkx3-2 토끼 다클론 항체 - P78367

품목 번호: CM0029732

소개

인간 NKX3-2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트 NKX3-2와 교차 반응합니다. 연골세포 성숙, 골격 발달 및 장 형태형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NKX3-2 토끼 pAb
비고/별칭	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
종	인간
유전자ID (인간)	579
유전자ID	579
면역원	인간 NKX3-2 (NP_001180.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P78367
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백