

Wb, Ihc-P, Elisa용 Nkx3.1 항-단일클론 항체 - Q99801

품목 번호: CM0006465



소개

NKX3.1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 NKX3.1을 인식합니다. 예상 분자량은 26 kDa입니다. 전립선암 및 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NKX3.1 Rabbit mAb
비고/별칭	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	4824
면역원(Immunogen)	인간 NKX3.1의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_006158.2).
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99801
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)