

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nkx3.1 폴리클로날 항체 - Q99801

품목 번호: CM0021049



소개

NKX3.1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합하며, 전립선 발달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NKX3.1 Rabbit pAb
비고/별칭	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4824
GeneID	4824
면역원(Immunogen)	인간 NKX3.1 (NP_006158.2)의 아미노산 1-80 내 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q99801
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)