

Wb 및 Elisa용 Anti-Nkx3.1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q99801

품목 번호: CM0002181



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-NKX3.1 토끼 단일클론 항체. 전립선 특이적 종양 억제 전사 인자인 인간 NKX3.1을 인식합니다. 전립선암 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NKX3.1 Rabbit mAb
비고/별칭	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
종	인간
GeneID (인간)	4824
GeneID	4824
면역원	인간 NKX3.1 (Q99801)의 아미노산 1-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99801
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백