

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nkx6-1 다클론 항체 - P78426

품목 번호: CM0023661

소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 NKX6-1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 베타 세포 및 운동 뉴런 발달에 필수적인 전사 인자를 표적으로 하며 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NKX6-1 토끼 pAb
비고/별칭	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
종	인간
GeneID (인간)	4825
GeneID	4825
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78426
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩