

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nlgn4Y 폴리클론항체 - Q8Nfz3

품목 번호: CM0029884

소개

NLGN4Y를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뇌와 고환에서의 세포 접착 및 시냅스 형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NLGN4Y Rabbit pAb
비고/별칭	HNL4Y; NLGN4Y
종	인간
유전자 ID (인간)	22829
유전자 ID	22829
면역원	인간 NLGN4Y (NP_001157710.1)의 아미노산 122-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NFZ3
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백