

Wb 및 Elisa용 Anti-Nln 폴리클로날 항체(토끼) - Q9Byt8

품목 번호: CM0014004



소개

미토콘드리아 금속단백질분해효소인 인간 NLN(neurolysin)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 래트와 교차 반응합니다. 신경펩타이드 분해 및 카나비노이드 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLN 토끼 pAb
비고/별칭	MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN
종	인간
GeneID (인간)	57486
GeneID	57486
면역원	인간 NLN (NP_065777.1)의 아미노산 630-704에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q9BYT8
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백