

Anti-Nlrc4 폴리클로날 항체 (Wb용) - Q3Up24

품목 번호: CM0023086



소개

NLRC4 토끼 폴리클로날 항체, WB, IF/ICC, IF-P, ELISA 용. 인간, 마우스, 래트와 반응 (SWISS: Q3UP24). 인플라마솜 및 선천면역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NLRC4 Rabbit pAb
비고/별칭	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
종	마우스
GeneID (인간)	58484
GeneID	268973
면역원	재조합 단백질 마우스 NLRC4의 아미노산 71-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001028539.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q3UP24
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백