

## Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Nlrc4 토끼 다클론 항체 - Q9Npp4

품목 번호: CM0030849



### 소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA용 NLRC4 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검증 완료. 선천성 면역의 핵심 인플라좀 구성 요소인 NLR 계열 CARD 도메인 함유 단백질 4. 면역검출 및 사이토카인 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | NLRC4 토끼 pAb                                                                       |
| 비고/별칭      | CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4 |
| 종          | 인간                                                                                 |
| 유전자ID (인간) | 58484                                                                              |
| 유전자ID      | 58484                                                                              |
| 면역원        | 재조합 단백질 인간 NLRC4 (NP_001186067.1)의 아미노산 85-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.          |
| 기원         | 토끼                                                                                 |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                             |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                            |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                        |
| SWISS      | Q9NPP4                                                                             |
| 단백질 분자량    | 116kDa                                                                             |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                                              |