

Wb, Elisa용 항-Nlrc5 다클론 항체 - Q86Wi3

품목 번호: CM0022786

소개

NLRC5에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 NLRC5를 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. NF-카파B 및 인터페론 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NLRC5 토끼 pAb
비고/별칭	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
종	인간
유전자ID (인간)	84166
유전자ID	84166
면역원	인간 NLRC5의 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q86WI3
단백질 분자량	205kDa
배송	아이스 팩