

Anti-Nlrc5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Wi3

품목 번호: CM0020682

소개

인간 NLRC5 (NOD4, NOD27, CLR16.1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 마우스 교차 반응성이 있으며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 선천성 면역의 NF-κB/IFN 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRC5 Rabbit pAb
비고/별칭	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
종	Human (인간)
유전자 ID	84166
면역원	인간 NLRC5 (NP_115582.4)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	Q86WI3
단백질 분자량	205kDa
배송	아이스백