


Anti-Nlrp10 Rabbit Polyclonal Antibody - Q86W26

품목 번호: CM0023575



소개

인간 NLRP10 (NALP10)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP10 Rabbit pAb
비고/별칭	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
종	인간(Human)
유전자 ID	338322
면역원	인간 NLRP10 (NP_789791.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86W26
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백