

Wb, Elisa용 Anti-Nlrp11 토끼 다클론 항체 - P59045

품목 번호: CM0014905

소개

인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 사용되는 NLRP11 토끼 다클론 항체로, 염증에 관여하는 NACHT, LRR 및 PYD 도메인 함유 단백질을 표적으로 합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP11 토끼 pAb
비고/별칭	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
종	인간
GeneID	204801
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P59045
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스팩