


Wb, Elisa용 Anti-Nlrp12 다클론 항체 - P59046

품목 번호: CM0014326



소개

인간에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 랫드 교차 반응성을 보이는 Anti-NLRP12 토끼 다클론 항체입니다. NLRP12는 NF- κ B, NOD2 및 RIGI 신호 전달을 억제하는 주요 염증 완화 인자입니다. 면역학 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP12 Rabbit pAb
비고/별칭	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLRI9.3; NLRP12
종	인간
유전자 ID	91662
면역원	재조합 단백질 인간 NLRP12(NP_653288.1)의 아미노산 862-1061에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P59046
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스팩