


Wb 및 Elisa용 Anti-Nlrp12 Rabbit Polyclonal Antibody - P59046

품목 번호: CM0029140



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 NLRP12(Monarch-1, P59046)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체.

백혈구에서 염증, NF- κ B 신호 전달 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	NLRP12 Rabbit pAb
비고/별칭	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
종	인간
GeneID (인간)	91662
GeneID	91662
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P59046
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스백