


## Anti-Nlrp3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96P20

품목 번호: CM0010196



### 소개

사람 NLRP3를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 핵심 인플라마솜 센서입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 샘플과 반응합니다. 분자량은 약 118 kDa입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NLRP3 Rabbit mAb                                                                             |
| 비고/별칭       | AI1; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; Clorf7; CLRL1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL |
| 종           | 사람 (Human)                                                                                   |
| GeneID (사람) | 114548                                                                                       |
| GeneID      | 114548                                                                                       |
| 면역원         | 사람 NLRP3 재조합 단백질                                                                             |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                                                  |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                                                              |
| 응용          | WB, ELISA                                                                                    |
| 교차 반응성      | 사람 (Human)                                                                                   |
| SWISS       | Q96P20                                                                                       |
| 단백질 무게      | 118kDa                                                                                       |
| 배송          | 아이스 팩 (Ice bag)                                                                              |