


Wb, Ip, Elisa용 항-Nlrp3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q96P20

품목 번호: CM0012758



소개

인간 NLRP3에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, Western blot, immunoprecipitation 및 ELISA에서 검증되었습니다. NLRP3 인플라마솜 활성화, IL-1 β /IL-18 분비, 피로프토시스 및 Th2 분화 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NLRP3 Rabbit mAb
비고/별칭	AIL; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIASI; FCASI; NALP3; Clorf7; CLRI.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
종	인간
유전자 ID (인간)	114548
유전자 ID	114548
면역원	인간 NLRP3 (NP_004886.3)의 아미노산 100-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96P20
단백질 분자량	118 kDa
배송	아이스백