

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Nlrp5 폴리클론 항체 - P59047

품목 번호: CM0025773



소개

NLRP5(MATER, NALP5)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 피질 하모성 복합체 및 초기 배아 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NLRP5 Rabbit pAb
비고/별칭	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
종	인간
GeneID	126206
면역원	인간 NLRP5 (NP_703148.4)의 아미노산 157-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P59047
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백