


Wb, Elisa용 Anti-Nlrp6 Rabbit Monoclonal Antibody - P59044

품목 번호: CM0010398



소개

인간 NLRP6를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 인플라마좀 활성화, 선천성 면역, 숙주 방어 기전 연구에 적합합니다. Swiss-Prot: P59044.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP6 Rabbit mAb
비고/별칭	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLRIL4; NAVR/AVR
종	인간
유전자 ID (인간)	171389
유전자 ID	171389
면역원	인간 NLRP6 (NP_612202.2)의 아미노산 793-892에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P59044
단백질 분자량	99 kDa
배송	아이스백