


Anti-Nlrp1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) For Wb, Elisa - Q86Ut6

품목 번호: CM0022669



소개

KO 검증된 NLRX1 표적 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 항바이러스 선천 면역, 자가포식 및 NLRP3 인플라마솜 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] NLRX1 Rabbit pAb
비고 / 별칭	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
종	인간
유전자 ID	79671
면역원	인간 NLRX1 (NP_001269073.1)의 아미노산 87-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86UT6
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백